

_Factsheet

CrinoCheck® Testosteron (FIA)

Quantitativer Schnelltest zur
Messung des Gesamt-Testosterons

Selbst
messen
**Selbst
abrechnen**

Der quantitative **CrinoCheck® Testosteron (FIA)** eignet sich sehr gut für eine Überprüfung des Blutspiegels und liefert beispielsweise schnelle Hinweise auf einen Testosteron-Mangel bei Männern oder ein polyzystisches Ovarialsyndrom bei Frauen. Auch junge Männer im Leistungssport sind oft an ihrem Testosteron-Spiegel interessiert.

Unser Point-of-Care (POC) Reader **concile® DUO** misst die Testosteron-Konzentration im Serum bereits ab einer Nachweisgrenze von 0,2 ng/ml und liefert damit aussagekräftige Ergebnisse. Mit POC-Systemen dürfen Sie in Ihrer Praxis selbst RiliBÄK-konform Laborwerte erbringen und nach GOÄ abrechnen.

Unverbindliche Abrechnungsinformation

Die Testosteron-Messung mit einem quantitativen Schnelltest wird nach GOÄ 4042 mit € 23,46 erstattet (Faktor 1,15).*

* Bei Einfachbestimmung dürfen nur zwei Drittel der Gebühr berechnet werden.

- ✓ **Schnell**
Ergebnis nach
10 Minuten ablesbar
- ✓ **Praktisch**
Einfach direkt in der
Praxis messen
- ✓ **Wirtschaftlich**
Selbst abrechnen
nach GOÄ

Technische Details

Format	quantitativer Schnelltest
Probe	20 µl Serum
Ergebnis	nach 10 Minuten
Messbereich	0,2–20 ng/ml
Stückzahl	25/Packung
Lagertemperatur	2–30 °C



Für Ihre Praxis: der concile® DUO Reader



Für die Messung von **CrinoCheck® Testosteron (FIA)** benötigen Sie den **concile® DUO** Reader, ein präzises Messgerät für die patientennahe Sofortdiagnostik mit integriertem Drucker für die Ergebnisse.

Der **concile® DUO** Reader misst als Multispektralgerät die optische Dichte und außerdem die Lichtintensität. Daher kann das Gerät alle Lateral Flow Assays inklusive Fluoreszenz-Immunoassays (FIA) auswerten – je nach Test innerhalb von 10 bis 20 Minuten.

Die concile Messsysteme sind so konzipiert, dass für ihre Handhabung keine eingehende Erfahrung auf dem Gebiet der Laboratoriumsmedizin benötigt wird.**

Bereitstellungs-Konditionen

Den **concile® DUO** Reader stellen wir zum Kauf oder Mieten zur Verfügung. Außerdem bieten wir individuelle Nutzungskonzepte auf Anfrage an. Die Einarbeitung durch unsere Mitarbeiter sowie eine regelmäßige Kalibrierung sind inklusive, sodass keine weiteren Kosten entstehen. Eine Teilnahme an Ringversuchen ist nicht erforderlich (RiliBÄK Kapitel 2.2 Absatz 3). Wir empfehlen zusätzlich eine regelmäßige Wartung des Messgeräts.

** Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK 2019)



Weitere Tests für den concile® DUO Reader

AMH (FIA)	CRP	fT3 (FIA)
fT4 (FIA)	HbA1c	HCY
HPV High Risk	LH-FSH	NeoPT
PCT	Prolaktin (FIA)	PSA
fPSA	SHBG	sPLA2-IIA
TSH	UBC® Rapid	Vitamin D



Bestellen Sie jetzt auf **concile.de**

Bestellen Sie auch über:



contact@concile.de



0761 151474-10

Folgen Sie uns:



Vertrieb:
concile GmbH
Kronenmattenstr. 6
79100 Freiburg, Germany

T +49 761 151474-10
F +49 761 151474-19
contact@concile.de
www.concile.de

M_FLY_DUO_TST_0426