concile



_Factsheet

BodyCheck® HbA1c

Quantitativer Schnelltest zur Blutzuckerkontrolle und Diagnostik von Diabetes

Selbst messen **Selbst abrechnen**

BodyCheck® HbA1c bietet eine einfache und schnelle Methode zum Nachweis des glykierten Hämoglobins A1c (HbA1c) unter Verwendung einer Vollblut-Probe. HbA1c wird in erster Linie gemessen, um die durchschnittliche Plasmaglukosekonzentration der letzten drei Monate zu ermitteln, und kann daher als diagnostischer Test für Diabetes und als Bewertung der Blutzuckerkontrolle bei Menschen mit Diabetes verwendet werden.

Unverbindliche Abrechnungsinformation

Die HbA1c-Messung mit einem quantitativen Schnelltest wird analog GOÄ 3561 mit jeweils €13,41 erstattet (Faktor 1,15).

- **Schnell** Ergebnis nach 5 Minuten ablesbar
- **Praktisch** Vollblutprobe aus der Fingerbeere
- **Wirtschaftlich** Selbst abrechnen nach GOÄ

Technische Details

Format	quantitativer Schnelltest
Probe	5 µl Vollblut
Ergebnis	nach 5 Minuten
Messbereich	4–15 %
Stückzahl	25/Packung
Lagertemperatur	2–30 °C

Für Ihre Praxis: der concile® DUO Reader



Für die Messung von **BodyCheck® HbA1c** benötigen Sie den **concile® DUO** Reader, ein präzises Messgerät für die patientennahe Sofortdiagnostik mit integriertem Drucker für die Ergebnisse. Der **concile® DUO** Reader misst als Multispektralgerät die optische Dichte und außerdem die Lichtintensität. Daher kann das Gerät alle Lateral Flow Assays inklusive Fluoreszenz-Immunoassays (FIA) auswerten – je nach Test innerhalb von 10 bis 20 Minuten. Die concile Messsysteme sind so konzipiert, dass für ihre Handhabung keine eingehende Erfahrung auf dem Gebiet der Laboratoriumsmedizin benötigt wird.*

Bereitstellungs-Konditionen

Den **concile® DUO** Reader stellen wir zum Kaufen oder Mieten zur Verfügung. Außerdem bieten wir individuelle Nutzungskonzepte auf Anfrage an. Die Einarbeitung durch unsere Mitarbeiter sowie eine regelmäßige Kalibrierung sind inklusive, sodass keine weiteren Kosten entstehen. Eine Teilnahme an Ringversuchen ist nicht erforderlich (RiliBÄK Kapitel 2.2 Absatz 3). Wir empfehlen zusätzlich eine regelmäßige Wartung des Messgeräts.

* Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK 2019)



Weitere Tests für den concile® DUO Reader		
AMH (FIA)	CRP	fT3 (FIA)
fT4 (FIA)	HCY	HPV High Risk
LH-FSH	NeoPT	PCT
Prolaktin (FIA)	PSA	fPSA
SHBG	sPLA2-IIA	Testosteron
TSH	UBC® Rapid	Vitamin D

Bestellen Sie jetzt auf **concile.de**

Bestellen Sie auch über: **contact@concile.de** **0761 151474-10** Folgen Sie uns:

Vertrieb:
concile GmbH
Kronenmattenstr. 6
79100 Freiburg, Germany

T +49 761 151474-10
F +49 761 151474-19
contact@concile.de
www.concile.de

M_FLY_DUO_HBA_0326