
concile



_Factsheet

BodyCheck® HCY

Quantitativer Schnelltest
zur Bestimmung der
Homocystein-Konzentration

Selbst messen
Selbst abrechnen

BodyCheck® HCY bietet eine einfache und schnelle Methode zur quantitativen Messung der Homocystein-Konzentration in Serum- und Plasmaproben. Homocystein (HCY) ist eine der wichtigsten Aminosäuren im Körper. Erhöhte Werte sind meist Folge eines Mangels an B-Vitaminen. Diese sogenannte Homocysteinämie gilt als unabhängiger Risikofaktor für thrombotische und arteriosklerotische Erkrankungen. Aber auch Erkrankungen des zentralen Nervensystems gehen mit erhöhten HCY-Werten einher. Die Bestimmung des HCY-Spiegels bietet daher eine wertvolle Möglichkeit, das individuelle Krankheitsrisiko frühzeitig zu erkennen und ist ein nützliches Instrument in der klinischen Routinediagnostik.

Unverbindliche Abrechnungsinformation
Die HCY-Messung mit einem quantitativen Schnelltest wird analog GOÄ 4062 mit € 32,17 erstattet (Faktor 1,15).

- **Schnell**
  Ergebnis nach 15 Minuten ablesbar
- **Praktisch**
  Direkt in der Praxis messen
- **Wirtschaftlich**
  Selbst abrechnen nach GOÄ

Technische Details

Format	quantitativer Schnelltest
Probe	40 µl Serum oder Plasma
Ergebnis	nach 15 Minuten
Messbereich	2–50 µmol/l
Stückzahl	25/Packung
Lagertemperatur	2–30 °C

Für Ihre Praxis: der concile® DUO Reader



Für die Messung von **BodyCheck® HCY** benötigen Sie den **concile® DUO** Reader, ein präzises Messgerät für die patientennahe Sofortdiagnostik mit integriertem Drucker für die Ergebnisse.
Der **concile® DUO** Reader misst als Multispektralgerät die optische Dichte und außerdem die Lichtintensität. Daher kann das Gerät alle Lateral Flow Assays inklusive Fluoreszenz-Immunoassays (FIA) auswerten – je nach Test innerhalb von 10 bis 20 Minuten.
Die concile Messsysteme sind so konzipiert, dass für ihre Handhabung keine eingehende Erfahrung auf dem Gebiet der Laboratoriumsmedizin benötigt wird.*

Bereitstellungs-Konditionen

Den **concile® DUO** Reader stellen wir zum Kaufen oder Mieten zur Verfügung. Außerdem bieten wir individuelle Nutzungskonzepte auf Anfrage an. Die Einarbeitung durch unsere Mitarbeiter sowie eine regelmäßige Kalibrierung sind inklusive, sodass keine weiteren Kosten entstehen. Eine Teilnahme an Ringversuchen ist nicht erforderlich (RiliBÄK Kapitel 2.2 Absatz 3). Wir empfehlen zusätzlich eine regelmäßige Wartung des Messgeräts.

* Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK 2019)



Weitere Tests für den concile® DUO Reader		
AMH (FIA)	CRP	fT3 (FIA)
fT4 (FIA)	HbA1c	HPV High Risk
LH-FSH	NeoPT	PCT
Prolaktin (FIA)	PSA	fPSA
SHBG	sPLA2-IIA	Testosteron
TSH	UBC® Rapid	Vitamin D

Bestellen Sie jetzt auf **concile.de**

Bestellen Sie auch über: **contact@concile.de** **0761 151474-10** Folgen Sie uns:

Vertrieb:
concile GmbH
Kronenmattenstr. 6
79100 Freiburg, Germany

T +49 761 151474-10
F +49 761 151474-19
contact@concile.de
www.concile.de