
concile



_Factsheet

CancerCheck® fPSA

Quantitativer Schnelltest zur Bestimmung des freien prostataspezifischen Antigens

Selbst messen
Selbst abrechnen

CancerCheck® fPSA ist ein Test zur quantitativen Bestimmung des freien prostataspezifischen Antigens (fPSA). Er kann in Kombination mit dem Test auf PSA zur Früherkennung von Prostatakrebs bei Männern beitragen. Studien deuten darauf hin, dass der prozentuale Anteil des fPSA im Gesamt-PSA bei Patienten mit einem Prostatakarzinom geringer ist als bei Patienten mit einer benignen Prostatahyperplasie. Ein Anteil von fPSA < 25% ist mit einem erhöhten Tumorrisiko assoziiert. Daher kann die Messung des Verhältnisses fPSA zu Gesamt-PSA (%fPSA) unnötige Biopsien vermeiden.

Zwischen Blutentnahme und fPSA-Messung sollten möglichst nicht mehr als 5–6 Stunden bzw. nach Lagerung bei 4 °C nicht mehr als 24 Stunden vergehen. Das freie PSA ist weniger stabil als Gesamt-PSA. Nach längerer Lagerung kann es daher zu artifiziell erniedrigten %fPSA-Ergebnissen kommen.

Unverbindliche Abrechnungsinformation
Die quantitative fPSA-Messung wird analog entsprechend GOÄ 3908.H3 mit € 20,11 erstattet (Faktor 1,15).

- **Schnell**
  Ergebnis nach 20 Minuten ablesbar
- **Präzise**
  Gute Korrelation mit Laborautomaten
- **Wirtschaftlich**
  Selbst abrechnen nach GOÄ

Technische Details

Format	quantitativer Schnelltest
Probe	100 µl Plasma oder Serum
Ergebnis	nach 20 Minuten
Messbereich	0,5–10 ng/ml
Stückzahl	20/Packung
Lagertemperatur	2–8 °C

Für Ihre Praxis: der concile® Ω100 Reader



Für die Messung von **CancerCheck® fPSA** benötigen Sie unseren **concile® Ω100 Reader**, ein präzises und vielseitiges Point-of-Care Messgerät. Ansonsten sind alle Bestandteile zur Testdurchführung in der Packung enthalten.

Der Reader wiegt 800 g und misst 21×13×7 cm. Er kann bis zu 3.500 Patientendatensätze speichern und jeden unserer quantitativen Schnelltests auswerten. Der **concile® Ω100 Reader** entspricht den Anforderungen an ein Gerät zur patientennahen Sofortdiagnostik. Weitere technische Details zu Schnittstellen und Handhabung finden Sie auf **concile.de**

Bereitstellungs-Konditionen

Den **concile® Ω100 Reader** stellen wir zum Kaufen oder Mieten zur Verfügung. Außerdem bieten wir individuelle Nutzungskonzepte auf Anfrage an. Eine regelmäßige Wartung, Kalibrationsdaten-Aktualisierung sowie die Einarbeitung durch unsere Mitarbeiter sind inklusive, sodass keine weiteren Kosten entstehen.



Weitere Tests für den concile® Ω100 Reader		
Cortisol	PCT	Ferritin
PSA	HPV High Risk	NAb
NeoPT	CRP	sPLA-IIA
Testosteron	TSH	UBC Rapid
Vitamin D		

Bestellen Sie jetzt auf **concile.de**

Bestellen Sie auch über: **contact@concile.de** **0761 151474-10** Folgen Sie uns:

Vertrieb:
concile GmbH
Kronenmattenstr. 6
D-79100 Freiburg, Germany

T +49 761 151474-10
F +49 761 151474-19
contact@concile.de
www.concile.de

M_FLY_0100_FSA_1123