concile



_Factsheet

CancerCheck® PSA

Quantitativer Schnelltest zur Früherkennung von Prostata-Krebs

Selbst messen
Selbst abrechnen

CancerCheck® PSA ist ein Test zur quantitativen Bestimmung des prostataspezifischen Antigens (PSA). Er weist eine hohe Genauigkeit im klinisch relevanten PSA-Bereich um 4 ng/ml auf und eignet sich deshalb sehr gut für das Screening auf Prostata-Karzinome, zur Überwachung und Nachsorge von Patienten mit benigner Prostata-Hyperplasie und von Patienten mit Prostatitis. Die zusätzliche Messung des freien PSA (**CancerCheck® fPSA**) erleichtert die Unterscheidung zu gutartigen Veränderungen der Prostata.

Unverbindliche Abrechnungsinformation
Die quantitative PSA-Messung wird analog entsprechend GOÄ 3908.H3 mit € 20,11 erstattet (Faktor 1,15).

- **Schnell**
  Ergebnis nach 20 Minuten ablesbar
- **Präzise**
  Gute Korrelation mit Laborautomaten
- **Wirtschaftlich**
  Selbst abrechnen nach GOÄ

Technische Details

Format	quantitativer Schnelltest
Probe	100 µl Plasma oder Serum
Ergebnis	nach 20 Minuten
Messbereich	0,5–10 ng/ml
Stückzahl	20/Packung
Lagertemperatur	2–8 °C

Für Ihre Praxis: der concile® Ω100 Reader



Für die Messung von **CancerCheck® PSA** benötigen Sie unseren **concile® Ω100 Reader**, ein präzises und vielseitiges Point-of-Care Messgerät. Ansonsten sind alle Bestandteile zur Testdurchführung in der Packung enthalten.

Der Reader wiegt 800 g und misst 21×13×7 cm. Er kann bis zu 3.500 Patientendatensätze speichern und jeden unserer quantitativen Schnelltests auswerten. Der **concile® Ω100 Reader** entspricht den Anforderungen an ein Gerät zur patientennahen Sofortdiagnostik. Weitere technische Details zu Schnittstellen und Handhabung finden Sie auf **concile.de**

Bereitstellungs-Konditionen

Den **concile® Ω100 Reader** stellen wir zum Kaufen oder Mieten zur Verfügung. Außerdem bieten wir individuelle Nutzungskonzepte auf Anfrage an. Eine regelmäßige Wartung, Kalibrationsdaten-Aktualisierung sowie die Einarbeitung durch unsere Mitarbeiter sind inklusive, sodass keine weiteren Kosten entstehen.



Weitere Tests für den concile® Ω100 Reader		
Cortisol	PCT	Ferritin
fPSA	HPV High Risk	NAb
NeoPT	CRP	sPLA-IIA
Testosteron	TSH	UBC Rapid
Vitamin D		

Bestellen Sie jetzt auf **concile.de**

Bestellen Sie auch über: **contact@concile.de** **0761 151474-10** Folgen Sie uns:

Vertrieb:
concile GmbH
Kronenmattenstr. 6
D-79100 Freiburg, Germany

T +49 761 151474-10
F +49 761 151474-19
contact@concile.de
www.concile.de

M_FLY_0100_PSA_1123