
concile



_Factsheet

CancerCheck® UBC® Rapid

Einziger quantitativer
Schnelltest auf Blasenkrebs

Selbst messen
Selbst abrechnen

Patienten mit hohem Risiko für Blasenkrebs können von einer regelmäßigen Kontrolle mittels Schnelltest profitieren. **CancerCheck® UBC® Rapid** ist der einzige quantitative Schnelltest auf Blasenkrebs. Er weist lösliche Fragmente von Zytokeratin 8 und 18 in Urinproben nach. Der Marker hat bei High-Risk-Tumoren eine Sensitivität von 84,5% und bei Cis-Tumoren von 80,8% bei einer Spezifität von 79,4%.* Daher ist eine gute Risikoeinschätzung gegeben: Je höher der Messwert, desto höher das Risiko. Die diagnostische Wertigkeit wurde umfangreich in aktuellen Studien dokumentiert. Zudem kann der Test das Monitoring von Patienten mit diagnostiziertem Harnblasenkarzinom in den Intervallen zwischen zystoskopischen Untersuchungen ergänzen. Die quantitative Messung bietet reproduzierbare, vom Untersucher unabhängige Ergebnisse. Bei Hämaturie reagiert der Test nicht falsch-positiv.

Unverbindliche Abrechnungsinformation
Die quantitative Messung des UBC-Schnelltests wird analog GOÄ 3911.H3 (Faktor 1,15) mit € 30,16 erstattet. Die Einschätzung des individuellen Blasenkrebs-Risikos mittels Fragebogen kann analog GOÄ 857 (Faktor 1,8) mit € 12,70 abgerechnet werden.

- **Schnell**
  Ergebnis nach
  10 Minuten ablesbar
- **Einzigartig**
  Quantitativer Schnelltest
  auf Blasenkrebs aus Urin
- **Hohe Genauigkeit**
  Sensitivität High-Risk 84,5 %
  Sensitivität Cis 80,8 %
  Spezifität 79,4 %*

Technische Details

Schnelltest	quantitativer Schnelltest
Probe	0,5 ml Urin
Ergebnis	nach 10 Minuten
Messbereich	5–300 µg/l
Stückzahl	20/Packung
Lagertemperatur	2–25 °C

* Ecke TH et al. Urologic Oncology, 2023; 1–10

Für Ihre Praxis: unsere Messgeräte

Für die Messung von quantitativen Schnelltests wie **CancerCheck® UBC® Rapid** bietet concile zwei hochwertige Point-of-Care Geräte an: den kleinen **concile® α1 Reader** und den größeren **concile® Ω100 Reader**. Ansonsten sind alle Bestandteile zur Durchführung des Tests immer in der Packung enthalten.



Der Kompakte concile® α1 Reader

Der **concile® α1 Reader** ist unser kleines, aber präzises Messgerät für die quantitative Sofortdiagnostik mit einer Kantenlänge von etwa 4 cm. Die hohe Messgenauigkeit macht ihn zu einem wertvollen Gerät, mit dem Sie Schnelltests messen und privat oder als IGeL nach GOÄ abrechnen können.



Der Vielseitige concile® Ω100 Reader

Der **concile® Ω100 Reader** ist unser größeres Point-of-Care Messgerät, wiegt 800 g und misst 21×13×7 cm. Er kann bis zu 3.500 Patientendatensätze speichern und jeden unserer quantitativen Schnelltests auswerten. Weitere technische Details zu Schnittstellen und Handhabung finden Sie auf **concile.de**

Bestellen Sie jetzt auf **concile.de**



Bestellen Sie auch über: **contact@concile.de** **0761 151474-10** Folgen Sie uns:

Vertrieb in Deutschland:
concile GmbH
Kronenmattenstr. 6
D-79100 Freiburg, Germany

T +49 761 151474-10
F +49 761 151474-19
contact@concile.de
www.concile.de

M_FLY_UBR_a1_o100_0524