concile



_Factsheet

CrinoCheck® LH-FSH

Quantitativer Schnelltest zur Messung des luteinisierenden und follikelstimulierenden Hormons

Selbst messen
Selbst abrechnen

Der quantitative **CrinoCheck® LH-FSH** dient der gleichzeitigen Überprüfung des LH- und FSH-Spiegels und unterstützt die Abklärung endokriner Funktionsstörungen. Die Bestimmung des luteinisierenden Hormons (LH) ist wichtig zur Beurteilung der Ovarial- und Hodenfunktion und für die Diagnostik bei Störungen des Reproduktionssystems sowie bei Abweichungen der pubertären Entwicklung.

Die Bestimmung des follikelstimulierenden Hormons (FSH) ist insbesondere bei Frauen mit Zyklusstörungen, primärer oder sekundärer Amenorrhö sowie bei Hirsutismus oder Virilismus von diagnostischer Bedeutung. Zudem stellt FSH einen Marker für den Beginn der Menopause dar. Bei Männern liefert die FSH-Bestimmung Hinweise auf Infertilität, Hypogonadismus, Gynäkomastie oder Hodentumore. Bei Kindern ist sie relevant zur Differenzialdiagnose von verzögerter oder verfrühter Pubertätsentwicklung.

Unverbindliche Abrechnungsinformation

Die LH-FSH-Messung mit einem quantitativen Schnelltest wird nach GOÄ 4021 und 4026 mit jeweils € 16,76 erstattet (Faktor 1,15).

- **Schnell**
  Ergebnis nach 20 Minuten ablesbar
- **Effizient**
  Zwei Marker gleichzeitig messen
- **Wirtschaftlich**
  Selbst abrechnen nach GOÄ

Technische Details

Format	quantitativer Schnelltest
Probe	100 µl Serum oder Plasma
Ergebnis	nach 20 Minuten
Messbereich	**LH** 5–200 mIU/ml **FSH** 2,5–100 mIU/ml
Stückzahl	20/Packung
Lagertemperatur	2–8 °C

Für Ihre Praxis: der concile® DUO Reader



Für die Messung von **CrinoCheck® LH-FSH** benötigen Sie den **concile® DUO** Reader, ein präzises Messgerät für die patientennahe Sofortdiagnostik mit integriertem Drucker für die Ergebnisse.*
Der **concile® DUO** Reader misst als Multispektralgerät die optische Dichte und außerdem die Lichtintensität. Daher kann das Gerät alle Lateral Flow Assays inklusive Fluoreszenz-Immunoassays (FIA) auswerten – je nach Test innerhalb von 10 bis 20 Minuten.
Die concile Messsysteme sind so konzipiert, dass für ihre Handhabung keine eingehende Erfahrung auf dem Gebiet der Laboratoriumsmedizin benötigt wird.**

Bereitstellungs-Konditionen

Den **concile® DUO** Reader stellen wir zum Kaufen oder Mieten zur Verfügung. Außerdem bieten wir individuelle Nutzungskonzepte auf Anfrage an. Die Einarbeitung durch unsere Mitarbeiter sowie eine regelmäßige Kalibrierung sind inklusive, sodass keine weiteren Kosten entstehen. Eine Teilnahme an Ringversuchen ist nicht erforderlich (RiliBÄK Kapitel 2.2 Absatz 3). Wir empfehlen zusätzlich eine regelmäßige Wartung des Messgeräts.

* Der CrinoCheck® LH-FSH ist auch mit dem älteren Messergerät concile® Ω100 kompatibel.
** Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK 2019)



Weitere Tests für den concile® DUO Reader		
AMH (FIA)	CRP	fT3 (FIA)
fT4 (FIA)	HPV High Risk	NeoPT
PCT	Prolaktin (FIA)	PSA
fPSA	SHBG	sPLA2-IIA
Testosteron	TSH	UBC® Rapid
Vitamin D		

Bestellen Sie jetzt auf **concile.de**

Bestellen Sie auch über: **contact@concile.de** **0761 151474-10** Folgen Sie uns:

Vertrieb:
concile GmbH
Kronenmattenstr. 6
79100 Freiburg, Germany

T +49 761 151474-10
F +49 761 151474-19
contact@concile.de
www.concile.de

M_FLY_o100_DUO_LHF_1125